

WANA

beauty system






 mise à jour à distance



Multi-technologies

- 1 Électrostimulation
- 2 Ionophorèse
- 3 Laser esthétique
- 4 Micro-courants
- 5 Dermabrasion
- 6 Chromo
- 7 Thermo
- 8 Cryo-électrophorèse
- 9 Presso
- 10 Ultrasons
- 11 Magnéto
- 12 UV
- 13 Lumière pulsée IPL
- 14 Vacuum
- 15 Infrarouge
- 16 Lipocavitation
- 17 Mésoporation
- 18 Électroporation
- 19 Radio fréquence
- 20 Photo stimulation
- 21 Oxygène

Multi-typologies*

- 1 Amaigrissement
- 2 Peeling
- 3 Anti-âge
- 4 Tonification
- 5 Gommage
- 6 Rides
- 7 Lifting
- 8 Capillaires
- 9 Anti-cellulite
- 10 Antistress
- 11 Lymphodrainage
- 12 Détoxification
- 13 Épilation
- 14 Stimulant
- 15 Évaluation surfaces
- 16 Hygiène bucale

*Imperfections de la peau



Une simple pression et vous accédez à toutes les fonctions



Soins

- Mise à jour à distance avec les nouveaux soins
- Recherche par zone, par technologie, par typologie ou applicateur
- Instructions avec photos et vidéos pour chaque soin
- Précautions et contre-indications du soin
- Cycle optimal des soins
- Produits associés (cosmétiques et consommables)
- Impression d'informations pour le client
- Sélection "préférés" pour les soins fréquents



Gestion

- Planning des rendez-vous du centre
- Détail du nom, soin, heure, date, remarques, durée
- Fonction drag&drop pour déplacer les rendez-vous
- Affichage et impression du calendrier
- Mode hebdomadaire, quotidien, mensuel, et chronologique
- Configuration des horaires et des jours de travail du centre
- Gestion et historique des achats
- Gestion de la liste des tarifs du centre



Tests

- Mise à jour à distance des nouveaux tests
- Interface unique pour tous les tests à effectuer
- Recherche par zone, technologie, typologie et applicateur
- Instructions détaillées avec photos et vidéos pour chaque test
- Produits associés à chaque test
- Sélection comme « préférés »
- Impression des résultats des tests avec le nom du client
- Impressions personnalisées avec le nom du centre



Clients

- Gestion des coordonnées du client
- Affichage par liste et détail de la fiche
- Recherche rapide dans la liste
- Registre des soins effectués au client
- Rappel des soins à effectuer
- Anamnèse avec champ des remarques et contre-indications
- Enregistrement sur Smart Card des données du client
- Impression de la liste ou de la fiche client



Formation


- Dictionnaire des technologies
- Dictionnaire de support scientifique pour les technologies
- Dictionnaire des typologies
- Dictionnaire des symboles de sécurité associés aux applicateurs
- Dictionnaire des contre-indications
- Contre-indications avec description et code OMS
- Test de vérification de la formation des cours
- Mode e-Learning pour l'obtention de certificats



Magasin

- Catalogue général des produits associés aux soins
- Liste des catégories : Cosmétiques, applicateurs, accessoires, etc.
- Description et image des produits disponibles
- Rappel des produits à acheter
- Panier pour achat des produits, simple et intuitif
- Vérification en temps réels de la disponibilité des produits
- Gestion des achats en quantité et rabais
- Choix des méthodes de paiement et d'expédition

WNA beauty system



Radio fréquence



Vacuum



Thermo



Photo stimulation



Ionophorèse



Magnéto



Mésoporation



Lumière pulsée IPL



Cryo-électrophorèse



Électro poration



Une machine complète avec toutes les technologies intégrées.

Pour les activer, il suffit de brancher l'applicateur* spécifique et choisir le soin.

*Les applicateurs s'achètent séparément selon vos propres besoins.

Formation intégrée

Une image vaut plus de mille mots et **UNNA** décrit de façon détaillée, chaque protocole de soin, procédure, technologie et les présente à l'aide de **vidéos et d'images claires et efficaces**: comment tenir correctement l'applicateur; quelles sont les zones à traiter et celles à éviter; comment effectuer les mouvements et où placer les applicateurs. Les vidéos peuvent être utilisées en mode plein écran pour mieux les voir ou pour les montrer aux clients.



Multi-canaux et Multi-traitements

UNNA possède plusieurs canaux de sortie indépendants qui se pilotent séparément. Elle peut effectuer en même temps des soins différents par technologie ou typologie et vous avertir s'ils sont incompatibles ou dangereux entre eux. Grâce aux **canaux de sortie indépendants**, en cas de panne, un autre canal peut être utilisé pour effectuer le même soin et éviter une interruption.



Modulaire

UNNA est le premier système à modules interchangeables. Lorsque des nouvelles technologies apparaissent, elles s'incorporent simplement en installant de nouveaux modules et en mettant à jour les soins.

Ainsi il est possible d'être **toujours à jour et à un coût réduit**. Grâce à cette technologie brevetée, en cas de panne, les modules sont faciles à extraire et remplaçables directement par l'utilisateur, **sans l'intervention d'un service technique**.

